

104

Nożyk 17G / 2,0mm



H+ naktuwacz
BEZPIECZNY

- sterylity
- uruchamiany przyciskiem
- jednorazowego użytku
- unielamiany przyciskiem
- ergonomiczny kształt lterey T

128

Pakiet 15
poz. 1

140



Umyj mydłem i osusz dokładnie dłonie przed i po użyciu wyrobu.



przekręć i zdejmij nasadkę ochronną naktuwacza przyłoż naktuwacz do opuszki palca



wciśnij przycisk w celu wykonania naktucia



delikatnie rozmasuj i przyciśnij skórę obok miejsca naktucia w celu pozyskania odpowiedniej próbki krwi



po użyciu wyrzuć naktuwacz do odpowiedniego pojemnika

UWAGA! - nie używać, jeżeli brakuje osłonki ochronnej lub jest uszkodzona.



Importer i dystrybutor w Polsce:
Centrum Diabetologii sp. z o.o.
ul. Niedzwiedzia 29B
02-737 Warszawa

INFOLINIA : 22 378 38 10
www.centrumdiabetologii.com

H+ naktuwacz

BEZPIECZNY

- sterylity
- jednorazowego użytku
- uruchamiany przyciskiem
- ergonomiczny kształt lterey T

200 sztuk



Nożyk 17G / 2,0mm

Grupa produktów : lancet jednorazowego użytku do pozyskiwania próbek krwi
Model : XH1 Blade

REF SL4417-20
2021-10-09
LOT 0121204
2026-10-08



(01) 1 693 404 794 0627
(10) 0121204
(11) 211009
(17) 261008

Ningbo Medical Co., Ltd.
No.35 Jima Road, Zhonghe 315221 Ningbo
People's Republic of China

Shanghai International H-Block Corp. GmbH (Europe)
Eiffenstrasse 10, 20077 Hamburg, GERMANY

UWAGA! - należy powiadomić producenta medycznego, który miał
największy udział w wyrobie, z wyrobem naktucia zgłoszą do
producenta oraz właściwym organom rządowym
agencje z aktualnym przepisami.

