

ACHIEVE ADVANCE™

Cewnik Mapujący
15 mm, 20 mm, 25 mm

Specyfikacja wyrobu

Informacje potrzebne przy zamawianiu

2ACH15	Achieve Advance™ Cewnik Mapujący 15 mm
2ACH20	Achieve Advance™ Cewnik Mapujący 20 mm
2ACH25	Achieve Advance™ Cewnik Mapujący 25 mm
2ACHC	Kabel łączący cewnika (10-wtykowy)

Specyfikacja cewnika

Rozmiar

Maksymalny rozmiar trzonu cewnika (OD)	3,3 Fr, 1,1 mm (0,043 in)
Minimalna wewnętrzna średnica wyrobu kompatybilnego	3,4 Fr, 1,12 mm (0,044 in)
Efektywna długość	146 cm (57,5 in)
Długość całkowita	165 cm (65,0 in)
Długość introduktora	14 cm (5,5 in)

Segment dystalny	2ACH15	2ACH20	2ACH25
Średnica pętli	15 mm (0,59 in)	20 mm (0,79 in)	25 mm (0,98 in)
Liczba elektrod	8	8	10
Długość elektrody	1 mm (0,039 in)		
Odstęp między elektrodami	4 mm (0,16 in)	6 mm (0,24 in)	6 mm (0,24 in)


Materiał wyrobu

Materiał trzonu	Rdzeń ze stali nierdzewnej, z powłoką poliimidową
Materiał segmentu dystalnego	Nitinol i kopolimer biokompatybilny (Pebax®)
Materiał elektrody	Platynowo-irydowy

Kabel łączący cewnika

Rozmiar

Długość kabla	196 cm (77 cali)
---------------	------------------



Cewnik mapujący Achieve Advance™ to wewnątrzsercowy cewnik rejestrujący elektrofizjologię serca. Może być stosowany do stymulacji serca podczas jego badań elektrofizjologicznych.

Cewnik mapujący może być stosowany wspólnie ze wszystkimi pozostałymi cewnikami z rodziny cewników do krioabblacji Medtronic Arctic Front™; może być też wykorzystywany do ich wspierania i pozycjonowania.

Cewnik mapujący Achieve Advance™ wyposażono w nowo zaprojektowany lity rdzeń, zapewniający lepszą reakcję na obracanie. *

Achieve Advance™ jest teraz dostępny w większym rozmiarze, z pętlą o średnicy 25 mm lub dziesięcioma równomiernie rozmieszczonymi elektrodami.

* W porównaniu z obecnie dostępnym cewnikiem mapującym Achieve™ od Medtronic, dane w dokumentacji.

WAŻNA INFORMACJA

Niniejsza informacja jest adresowana wyłącznie do użytkowników na tych rynkach, na których wyroby Medtronic zostały zatwierdzone lub są dostępne do stosowania, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w instrukcjach obsługi poszczególnych produktów. Treść informacji na temat konkretnych wyrobów i terapii Medtronic nie jest przeznaczona dla użytkowników na rynkach, na których produkty nie są zatwierdzone do użytku.

KRÓTKIE OŚWIADCZENIE

Szczegółowe informacje dotyczące instrukcji użytkowania, wskazań, przeciwwskazań, ostrzeżeń, środków ostrożności oraz potencjalnych zdarzeń niepożądanych można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia. Dalsze informacje można uzyskać od lokalnego przedstawiciela firmy Medtronic.

Nazwa i logo Medtronic są znakami handlowymi Medtronic.

Medtronic

Europa

Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Tel. +41 (0)21 802 70 00
Faks: +41 (0)21 802 79 00

Zjednoczone Królestwo / Irlandia

Medtronic Limited
Building 9
Croxley Park
Hatters Lane
Watford
Herts WD18 8WW
www.medtronic.co.uk
Tel. +44 0 1923 212213
Faks: +44 0 1923 241004

UC201603257bEE © 2016 Medtronic.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano
w Europie.

medtronic.eu