

Warszawa, 02.07.2021 r.


**Dotyczy: bezpiecznych kaniul żylnych BD Venflon™ Pro Safety
nr katalogowe: 393222, 393224, 393226, 393227, 393228, 393229, 393230
oraz bezpiecznych kaniul żylnych BD Venflon™ Pro Safety z technologią BD Instaflash™
nr katalogowe: 393280, 393281, 393282, 393283**

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam, że bezpieczne kaniule żyłne BD Venflon™ Pro Safety oraz BD Venflon™ Pro Safety z technologią BD Instaflash™ posiadają 6 pasków radiocieniujących. Paski są równomiernie rozmieszczone wzdłuż kaniuli.

Całkowita powierzchnia pasków radiocieniujących wynosi $25 \pm 3\%$.

Szczegółowa ilustracja zamieszczona poniżej jest poufna i nie można jej udostępniać.



Ilustracja może być traktowana jako odniesienie, nie może być używana do skalowania lub pomiarów.

Z poważaniem
Sylwia Banowicz
Sylwia Banowicz
Junior Product Manager
MDS Poland