

## Końcówki zwykłe do automatycznych pipet laboratoryjnych i pudełka do nich

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	J. M.	Opak. Jedn.
<b>Końcówki w torbach foliowych</b>			
80-0010-0	Mikrokońcówki o poj.: 0,1-10 µl, typu Eppendorf Cristall, bezbarwne, z PP - w torbie foliowej	szt.	1000
80-0010-1	Mikrokońcówki o poj.: 0,1-10 µl, typu Gilson Pipetman, ze znacznikami poj.: 2 i 10 µl, bezbarwne, z PP - w torbie foliowej	szt.	1000
80-0104-0	Końcówki o poj. do 200 µl, z kapilarnym zakończeniem o poj. 4 µl, bezbarwne, z PP - w torbie foliowej	szt.	500
80-0100-0	Końcówki o poj. do 200 µl, typu Eppendorf, klasa "SUPERIOR", bezbarwne, z PP - w torbie foliowej	szt.	1000
80-0100-1	Końcówki o poj. do 200 µl, typu Eppendorf, klasa "SUPERIOR", żółte, z PP - w torbie foliowej	szt.	1000
80-0100-1E	Końcówki o poj. do 200 µl, typu Eppendorf, klasa "ECONOMY", żółte, z PP - w torbie foliowej	szt.	1000
80-0200-0	Końcówki o poj. do 200 µl, typu Gilson, klasa "SUPERIOR", bezbarwne, z PP - w torbie foliowej	szt.	1000
80-0200-1	Końcówki o poj. do 200 µl, typu Gilson, klasa "SUPERIOR", żółte, z PP - w torbie foliowej	szt.	1000
80-0200-1E	Końcówki o poj. do 200 µl, typu Gilson, klasa "ECONOMY", żółte, z PP - w torbie foliowej	szt.	1000
80-0250-0	Końcówki o poj. do 250 µl, o dł. 90 mm "extra long", bezbarwne, przeznaczone do pobierania odczynników z głębokich naczyń - w torbie foliowej	szt.	500
80-0300-0	Końcówki miarowe o poj. do 300 µl typu Gilson, ze znacznikami pojemności: 10, 50, 100 i 200 µl, klasa "SUPERIOR", bezbarwne, z PP - w torbie foliowej	szt.	1000
80-1000-0	Końcówki o poj. do 1000 µl, typu Eppendorf, klasa "SUPERIOR", bezbarwne, z PP - w torbie foliowej	szt.	500
80-1000-1	Końcówki o poj. do 1000 µl, typu Eppendorf, klasa "SUPERIOR", niebieskie, z PP - w torbie foliowej	szt.	500
80-1000-1E	Końcówki o poj. do 1000 µl, typu Eppendorf, klasa "ECONOMY", niebieskie, z PP - w torbie foliowej	szt.	500
80-1001-1E	Końcówki o poj. do 1000 µl, typu Gilson, klasa "ECONOMY", niebieskie, z PP - w torbie foliowej	szt.	500



80-5000-0	Końcówki o poj. do 5000 µl, typu Eppendorf, bezbarwne - w torbie foliowej	szt.	200
-----------	---	------	-----



**Końcówki w pudełkach**

80-0010-8	Mikrokońcówki o poj.: 0,1-10 µl, typu Eppendorf Cristall, bezbarwne (80-0010-0) - 96 szt. w pudełku	kpl.	1
-----------	---	------	---

80-0011-8	Mikrokońcówki o poj.: 0,1-10 µl, typu Gilson Pipetman, bezbarwne (80-0010-1) - 96 szt. w pudełku	kpl.	1
-----------	--	------	---

80-0104-8	Końcówki o poj. do 200 µl, bezbarwne (80-0104-0) - 96 szt. w pudełku	kpl.	1
-----------	--	------	---

80-0100-8	Końcówki o poj. do 200 µl, typu Eppendorf, bezbarwne (80-0100-0), klasa "SUPERIOR" - 96 szt. w pudełku	kpl.	1
-----------	--	------	---


80-0100-9	Końcówki o poj. do 200 µl, typu Eppendorf, żółte (80-0100-1), klasa "SUPERIOR" - 96 szt. w pudełku	kpl.	1
-----------	--	------	---

80-0200-8	Końcówki o poj. do 200 µl, typu Gilson, bezbarwne (80-0200-0), klasa "SUPERIOR" - 96 szt. w pudełku	kpl.	1
-----------	---	------	---

80-0200-9	Końcówki o poj. do 200 µl, typu Gilson, żółte (80-0200-1), klasa "SUPERIOR" - 96 szt. w pudełku	kpl.	1
-----------	---	------	---

80-1000-8	Końcówki o poj. do 1000 µl, typu Eppendorf, bezbarwne (80-1000-0), klasa "SUPERIOR" - 60 szt. w pudełku	kpl.	1
-----------	---	------	---

80-1000-9	Końcówki o poj. do 1000 µl, typu Eppendorf, niebieskie (80-1000-1), klasa "SUPERIOR" - 60 szt. w pudełku	kpl.	1
-----------	--	------	---



80-0200-5	Końcówki o poj. do 200 µl, typu Gilson, bezbarwne (80-0200-0), klasa "SUPERIOR", w 5 pudełkach po 192 szt. (2x96 szt.), ustawionych w stos - 960 szt.	kpl.	1
-----------	---	------	---

80-0200-6	Końcówki o poj. do 200 µl, typu Gilson, żółte (80-0200-1), klasa "SUPERIOR", w 5 pudełkach po 192 szt. (2x96 szt.), ustawionych w stos - 960 szt.	kpl.	1
-----------	---	------	---

80-0300-5	Końcówki miarowe o poj. do 300 µl, typu Gilson, bezbarwne (80-0300-0), klasa "SUPERIOR", w 5 pudełkach po 192 szt. (2x96 szt.), ustawionych w stos - 960 szt.	kpl.	1
-----------	---	------	---




**Pudełka na końcówki do pipet**

80-0100-X	Pudełko na 96 końcówek typu Eppendorf o poj. do 200 µl, autoklawowalne	szt.	1
-----------	--	------	---

80-0200-X	Pudełko na 192 końcówki typu Gilson o poj. do 200 µl (2x96 szt.), autoklawowalne	szt.	1
-----------	--	------	---

80-1000-X	Pudełko na 60 końcówek typu Eppendorf o poj. do 1000 µl, autoklawowalne	szt.	1
-----------	---	------	---



97-2616-3	Pojemniki o wym.: 16x26x30 cm (małe), z pokrywą, do przechowywania sprzętu jednorazowego, przezroczyste, z plexi (PMMA)	szt.	2
-----------	---	------	---

97-2631-3	Pojemnik o wym.: 31x26x30 cm (duże), z pokrywą, do przechowywania sprzętu jednorazowego, przezroczysty, z plexi (PMMA)	szt.	1
-----------	--	------	---



**Pudełka, w których znajdują się końcówki** wykonane są z chemicznie odpornego polipropylenu. Posiadają one denko i wieczko służące ochronie końcówek przed zanieczyszczeniami i kontaminacją.