


# OPERO SET – Zestaw do artroskopii stawu barkowego

z czerwoną osłoną na stół MAYO

z kieszenią na instrumenty chirurgiczne

nr referencyjny: W910009000\_2316



## opis produktu:

- 1 x czerwona **osłona na stół Mayo** 80x145cm, ze wzmocnieniem 60x145cm składana teleskopowo
- 1 x **serweta na stół instrumentariuszki** 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm
- 1 x **serweta główna** o wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o wym. 7x60cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 100x130cm
- 1 x **serweta przylepna** (ekran anestezjologiczny) 150x240cm, wzmocnienie o wymiarach 50x75cm
- 1 x **nieprzylepna serweta** pod kończynę 150x150cm,
- 1 x **osłona na kończynę** 25x80cm,
- 1 x **kieszka dwukomorowa** na instrumenty chirurgiczne 30x40cm,
- 2 x włókninowe **taśmy samoprzylepne** 9x50cm,
- 2 x **ręczniki celulozowe** wzmacniane nitką 30x40cm

## materiał:

<b>Serweta główna</b>	Laminat dwuwarstwowy PP+PE 62 g/m <sup>2</sup> + wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa Spunlace 70 g/m <sup>2</sup>
<b>Serweta przylepna</b>	Laminat dwuwarstwowy PP+PE 62 g/m <sup>2</sup> + wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa Spunlace 70 g/m <sup>2</sup>
<b>Serweta nieprzylepna</b>	Laminat dwuwarstwowy PP+PE 62 g/m <sup>2</sup>
<b>Serweta na stół instrumentariuszki</b>	Folia piaskowana PE 50g/m <sup>2</sup> + wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa 30g/m <sup>2</sup>
<b>Osłona na stół Mayo</b>	Folia PE 0,065mm + wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa 40 g/m <sup>2</sup>

**dostępne kolory:**

niebieski

**sposób pakowania:**

**6 zestawów** w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE

- zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG, zawierające:

nazwę producenta, nr LOT, nr REF, kod kreskowy, termin przydatności, datę produkcji. Zestaw posiada piktogramy z oznaczeniem kierunku rozkładania serwet.

**klasyfikacja produktu:**

Wyrób Medyczny Klasy Is

**rejestracja:**

Deklaracja zgodności, Certyfikat jednostki notyfikowanej CE 0123

**sterylizacja:**

Tlenek etylenu

**producent:**

Cobes Industries Co. Ltd

**instrukcje użytkowania i**

**przechowywania:**

Jałowe opakowanie typu „folia-papier” otworzyć wzdłuż krótszego boku, rozerwać taśmę łączącą brzegi serwety, w którą zawinięty jest zestaw, rozłożyć serwetę na stolik-instrumentarium, rozłożyć zestaw na stoliku, obłożyć stolik Mayo i pacjenta we właściwy sposób. Przechowywać w wentylowanych, suchych i czystych pomieszczeniach, z dala od promieni słonecznych.

**nr. referencyjne:**

W910009000\_2316

**zgodność z normą:**

EN ISO 13485, ISO 14001, EN ISO 14971+A11, EN ISO 15223-1, EN 13795-1, ASTM F1980, EN 62366-1, EN ISO 20417, EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-10, EN ISO 10993-12

**Sprawozdanie z badań zgodnych z EN 13795-1:2019:**

Odporność na przenikanie cieczy

240,7cm H<sub>2</sub>O

Wytrzymałość na rozerwanie (na sucho)/(na mokro)

344,8 kPa / 206,9 kPa

Odporność na penetrację mikrobiologiczną – na sucho

1.1 CFU

Odporność na penetrację mikrobiologiczną – na mokro

6.0 I<sub>B</sub>

Czystość mikrobiologiczna

8.0 CFU/100cm<sup>2</sup>

Uwalnianie cząstek

2,48 Log<sub>10</sub>(liczba nitek)

Wytrzymałość na rozciąganie (na sucho)/(na mokro)

168N / 44,3N