

Wstępnie napełniony nawilżacz Hydrox , Kod P08400

- Zamknięty system do nawilżania o pojemności 500 ml napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni (poświadczona zapisem na opakowaniu i oświadczenie Producenta) sterylizowany radiacyjnie. W zestawie głowica-adapter łącząca reduktor (przepływomierz) z pojemnikiem (pakowana osobno) . Obrazkowa instrukcja użycia, na pojedynczym pojemniku.
- Jakość wody spełniająca normę USP43 . Pojemnik wyposażony w dyfuzory znajdujące się w podstawie pojemnika : Ilość otworów dyfuzora ≥ 14 , średnica otworu $\geq 0,2$ mm . Dyfuzory umożliwiają przepływ



WSTĘPNIE NAPEŁNIONY NAWILŻACZ NEBULIZATOR

Wstępnie napełniony nawilżacz i nebulizator jest stosowany do nawilżania gazów oddechowych pacjenta i najczęściej stosowany w terapii tlenowej razem z koncentratorami tlenu, butlami gazowymi lub ściennymi zaworami tlenu, maskami tlenowymi, maskami tracheotomijnymi lub kaniulami nosowymi, w celu zapobiegania wysuszeniu jamy śluzowej nosa i ust, które może prowadzić do infekcji płuc i uszkodzenia tkanek płuc. Wstępnie wypełniony nawilżacz i nebulizator wykazują zmniejszenie prawdopodobieństwa kontaminacji w porównaniu do nawilżaczy powietrza wielokrotnego użytku.

Jako nawilżacz tlenu
Nieogrzewane pęcherzyki nawilżające



Jako nebulizator tlenu
Nieogrzewana lub ogrzewana nawilżona makro-nebulizacja.





Różne typy konwerterów, by zmienić rozmiar gwintu przepływomierza różnych typów na ten sam gwint.



Różne rodzaje adaptera by dopasować do różnych typów przepływomierza

Wstępnie wypełnione nawilżacze i nebulizatory z reguły składają się z butlii wypełnionej sterylną wodą oraz adaptera do zamiany tlenu i wody sterylnej w mocno nawilżony gaz, aerosol lub mgłę, która ma być doprowadzona do pacjenta.



UWHM SDN BHD.
Tel: + (604) 5855229
Email: humidifier@uw-healthcare.com
Website: www.uw-healthcare.com