

# AMSafe®

Wstępnie napełniona strzykawka do płukania normalnym roztworem soli fizjologicznej

## Wtrysk 0,9% chlorku sodu, USP

### Cechy

- Zawiera wszystkie wygodne strzykawki i objętości • Nie zawiera DEHP, PVC, lateksu
- Sterylne, niepirogenne i nietoksyczne • Oferuje standardową osłonę przeciwpływową i sterylne konfiguracje pola
- Praktycznie eliminuje odbicie
- Eliminuje igły i fiolki
- Eliminuje ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego • Spełnia wszystkie standardy PICC i INS • Kompatybilny ze wszystkimi systemami bezigłowymi • Odpowiednio licencjonowany, ubezpieczony i w pełni zatwierdzony przez FDA



30 strzykawek/opakowanie wewnętrzne

Standardowe strzykawki do przepłukiwania z osłoną przeciwpływową (droga sterylnego płynu)

Kod pozycji	Opis	Ilość/opak.
IVF1203	Chlorek sodu 3 ml USP do wstrzykiwań w strzykawce 12 ml	180 szt./op.
IVF1205	Chlorek sodu 5 ml USP do wstrzykiwań w strzykawce 12 ml	180 szt./op.
IVF1210	10 ml chlorku sodu USP do wstrzykiwań w strzykawce 12 ml	180 szt./op.
IVF2020	20 ml chlorku sodu USP do wstrzykiwań w strzykawce 20 ml	120 szt./op.

Sterylnie strzykawki do płukania pola (Sterylna ścieżka płynu i sterylna strzykawka)

Kod pozycji	Opis	Ilość/opak.
IVF1203SS	Chlorek sodu 3 ml USP do wstrzykiwań w strzykawce 12 ml	180 szt./op.
IVF1205SS	Chlorek sodu 5 ml USP do wstrzykiwań w strzykawce 12 ml	180 szt./op.
IVF1210SS	10 ml chlorku sodu USP do wstrzykiwań w strzykawce 12 ml	180 szt./op.
IVF2020SS	20 ml chlorku sodu USP do wstrzykiwań w strzykawce 20 ml	120 szt./op.

# AMSure®

## Nowe Produkty

Wszystkie produkty są wolne od DEHP, PVC, lateksu, konserwantów i niepirogenne

### AMSure® Nawilżacz wody sterylnej, USP

- Butelki 350 mL i 550 mL. Woda sterylna, USP do inhalacji i nawilżania • Nawilżacze napełnione
- Do terapii oddechowej, adaptery dołączone do każdej butelki
- Butelki rezerwowe mają wbudowane złącza przewodów tlenowych
- Mikrodyfuzor wytwarza mniejsze pęcherzyki i większe mieszanie powierzchni dla cichej pracy
- Alarm dźwiękowy ostrzega lekarza o ograniczeniu przepływu lub zatkaniu przewodu tlenowego



### AMSure® Sterylna woda do inhalacji, USP

- Butelki neutralizatora 500 mL i 750 mL oraz 1000 mL Sterylna woda, USP • 12 butelek w opakowaniu
- Sterylna woda USP do terapii inhalacyjnej • Stosowana w neutralizatorach i nawilżaczach
- Fiolki 3 mL i 5 mL Woda sterylna, USP
- Jednorazowe fiolki z podziałką
- Łatwe otwieranie typu twist-off do dozowania kropli • Stosowane do inhalacji i odsysania



### Roztwór chlorku sodu do inhalacji AMSure® (0,9%), USP

- Dostępny w trzech rozmiarach: 3 mL, 5 mL i 15 mL
- Wyłaczane fiolki jednorazowego użytku z odwróconą podziałką mililitrową dla dokładnego dozowania • Łatwo otwierana zakrętka jest prosta w użyciu i umożliwia dozowanie kropli lub mililitrów • Służy do odsysania i inhalacji oddechowych



### Szczegóły zamówienia



### Urządzenie AMSure® i irygacja ran

- Dostępne w 100 ml sterylnej wody, USP, a także Roztwór chlorku sodu 0,9%, butelka USP
- Łatwo otwierany, zakręcany pojemnik • Stosowany do urządzeń i irygacji ran

Kod pozycji	Opis	Ilość/opak.
AS0352E	Wstępnie napełniony nawilżacz sterylnej wody do inhalacji 350 ml	20 szt./op.
AS0552E	Wstępnie napełniony nawilżacz sterylnej wody do inhalacji 550 ml	12 szt./op.
AS1565E	500 ml sterylnej wody do inhalacji, USP	12 szt./op.
AS1765E	750 ml sterylnej wody do inhalacji, USP	12 szt./op.
AS1065E	1000 ml sterylnej wody do inhalacji, USP	12 szt./op.
ASR0035E	3 ml sterylnej wody do inhalacji, USP	20 szt./op.
ASR0055E	5 ml sterylnej wody do inhalacji, USP	12 szt./op.
ASR0039E	3 ml roztwór chlorku sodu do inhalacji (0,9%), USP	1000 szt./op.
ASR0059E	5 ml roztwór chlorku sodu do inhalacji (0,9%), USP	1000 szt./op.
ASR0159E	15 ml roztwór chlorku sodu do inhalacji (0,9%), USP	144 szt./op.
AS399E	100 ml sterylnej wody do irygacji, USP	48 szt./op.
AS398E	100 ml roztworu chlorku sodu 0,9%, USP	48 szt./op.



Aby zobaczyć naszą pełną linię produktów, odwiedź nas na [www.amsino.com](http://www.amsino.com)

Amsino International, Inc.

708 Corporate Center Drive, Pomona, Kalifornia 91768

800.632.6746 • faks: 909.626.3888 • [info@amsino.com](mailto:info@amsino.com)

Opisane produkty mogą nie być licencjonowane lub dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach. Pełną listę wskazań, przeciwwskazań, ostrzeżeń i środków ostrożności można znaleźć w Instrukcji obsługi/Instrukcji obsługi. Symbol ® wskazuje, że znak towarowy jest zarejestrowany w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych oraz w niektórych innych krajach. AMSure® i AMSure® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Amsino International, Inc. © Copyright 2020, Amsino International, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. WS-EU-2020-02-14