

## TRANSITION CONNECTOR TO ORAL/LUER SYRINGE

Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z instrukcją używania.

- To złącze transition jest przeznaczone do połączenia strzykawki dojelitowej z męską końcówką typu Oral/Luer\* ze zgłębnikiem dojelitowym ENFit®/portem medycznym
- Wyrób medyczny



\*Strzykawka Luer - igła jest umieszczana na kanali strzykawki i utrzymuje się na niej z względu na dokładne dopasowanie.  
Strzykawka Luer-Lock - gwint typu Luer-Lock pozwala na połączenie z igłą poprzez nakręcenie jej na strzykawkę.

### OPAKOWANIE

Bezpośrednie: blister zawierający 5 szt. / Jednostkowe: 6 blisterów w kartonie

Data ważności: 3 lata

Nr ref. 589738

## TRANSITION CONNECTOR TO ENLOCK/FUNNEL TUBE

Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z instrukcją używania.

- To złącze transition jest przeznaczone do połączenia zestawu ENFit do podaży dojelitowej lub strzykawki dojelitowej z końcówką ENFit z żeńskimi łącznikami typu Oral/ENLock wyrobów medycznych przeznaczonych do podaży dojelitowej lub z miękkim lejkiem zgłębnika dojelitowego
- Wyrób medyczny



### OPAKOWANIE

Bezpośrednie: blister zawierający 5 szt. / Jednostkowe: 6 blisterów w kartonie

Data ważności: 3 lata

Nr ref. 589732