

MultiSure GK



System MultiSure GK spełnia wszystkie wymogi normy EN ISO 15197:2015, jest przeznaczony do diagnostyki in vitro wykonywanej przez personel medyczny w warunkach klinicznych oraz przez pacjentów w warunkach domowych.

System MultiSure GK może podlegać weryfikacji w programach zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości. System składa się z wzajemnie kompatybilnych:

- glukometru MultiSure GK - nr kat. S84005,
- pasków testowych MultiSure GK - nr kat. S5640624,
- płynów kontrolnych - nr kat. S5800244, S5800245, S5800246.

ZASADA POMIARU	metoda biosensoryczna, bez kodowania
ENZYM	oksydaza glukozowa (GOD)
PRÓBKĄ KRWI	krew kapilarna
ZAKRES POMIAROWY	20 - 600 mg/dl
JEDNOSTKA POMIARU	mg/dl
OBJĘTOŚĆ PRÓBKI KRWI	0,5 µl
CZAS POMIARU	5 sekund
ZAKRES HEMATOKRYTU	10 - 70%
WYRZUT PASKA	bezdotkowy, automatyczny wyrzut zużytego paska testowego
PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA PO OTWARCIU	12 miesięcy po otwarciu fiolki w przypadku zamkniętego opakowania do daty ważności na opakowaniu
DODATKOWE INFORMACJE	komunikat o zbyt małej objętości pobranej próbki krwi



DIATHER Petruszewicz Sp. K.
ul. Ku Ujściu 19
80-701 Gdańsk
Regon: 145757268
NIP: 525-251-73-89



APEX BIOTECHNOLOGY CORP
Wytwórca
No. 7, Li-Hsin Rd.V,
Hsinchu Science Park,
Hsinchu, Taiwan, R.O.C.



Przedstawiciel na terenie UE
OBELIS S.A.
Bd. Général Wahis, 53
1030 Brussels,
Belgium



MedEnvoy Global BV (HQ)
Prinses Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands