

Lp.	Asortyment	Jm	Ilość	stawka jednostkowa netto	wartość netto	VAT	cena jednostkowa brutto	wartość brutto	nazwa producenta i kraj pochodzenia	nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 43 - elektrody plazmowe do waporyzatora										
1.	elektroda plazmowa z funkcją ssania, długość robocza 135 mm., średnica 4 mm., kąt 90 st.	szt.	20	560.00 zł	11 200.00 zł	8%	604.80 zł	12 096.00 zł	STRYKER CORP./USA	Elektroda z kanałem ssącym 4.0mm Accelerator 90-S SERFAS Energy 0279351400 Elektroda z kanałem ssącym 4.0mm Cruise 90-S SERFAS Energy 0279401200 Elektroda z kanałem ssącym 4.0mm 90-S MAX SERFAS Energy 0279401100
2.	elektroda plazmowa z funkcją ssania, długość robocza 130 mm., średnica 3,9 mm., kąt 35 st.	szt.	50	500.00 zł	25 000.00 zł	8%	540.00 zł	27 000.00 zł	STRYKER CORP./USA	Elektroda z kanałem ssącym 3.5mm 30-S SERFAS Energy 0279351230 Elektroda z kanałem ssącym 3.5mm 50-S SERFAS Energy 0279351250
					36 200.00			39 096.00		

dot.poz.2 - Zamawiający dopuszcza zastosowanie elektrod z funkcją ssania w rozmiarze 3,5mm, długości roboczej 135mm, kącie 30 i/lub 50 stopni wykorzystywanych w procedurach artroskopowych? Oferowane elektrody zaopatrzone są w 3 przyciski na rękojeści, służące do zmiany ustawień. Elektrody bipolarne służą do cięcia oraz koagulacji z możliwością zmieniania poziomów ustawień. Elektroda sterylna, jednoczęściowa z wbudowanym przewodem sterującym (3m). Posiada system rozpoznawania metalu w pobliżu elektrody, co ma znaczący wpływ na minimalizację uszkodzeń optyk artroskopowych przez działającą elektrodę. Istnieje możliwość wyginania elektrody w zakresie 0-45°. Wykonawca zapewni użyczenie na czas trwania umowy kompatybilnej z elektrodami konsoli do waporyzacji.

Wykonawca zapewni nieodpłatnie (w formie użyczenia lub innej) generator waporyzatora na czas zawarcia umowy
Oświadczam, że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.

UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.