


- Uruchom okno S-Guide — protokół stitchingu



Rys. Podgląd pacjenta z kamery na stacji roboczej

| Nr | Nazwa/Funkcja | Opis  |
|----|---------------|---|
| ①  | Wybór AEC     | Włącz lub wyłącz AEC każdego obrazu częściowego stitchingu. |
| ②  | Zamknij       | Zamknij okno S-Guide.                                       |
| ③  | Kolimacja     | Dostosuj kolimację w lewo i w prawo.                        |
| ④  | Reset         | Zmień obszar stitchingu na wartość domyślną.                |
| ⑤  | Zastosuj      | Ustaw obszar stitchingu.                                    |