

Specyfikacja asortymentowo - cenowa po zmianie z dnia 19.05.2025 r.

Część I zamówienia - dostawa sprzętu ratowniczego.

WYMAGANE przez ZAMAWIAJĄCEGO				OFEROWANE przez WYKONAWCĘ							
Lp.	Produkt oczekiwany	JM.	Ilość wg JM	Produkt proponowany /nazwa handlowa	Nazwa producenta	kod produktu/symbol**	Cena jednostkowa netto (za JM)	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Kod EAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9. (8x4)	10.	11. (9+10)	12.
1.	Rurka intubacyjna z mankietem rozmiar-3.0mm Rurka do intubacji z mankietem niskociśnieniowym to wyrób medyczny, używany przez służby medyczne do wykonania intubacji, czyli wprowadzeniu rurki do tchawicy pacjenta. Rurki intubacyjne stosuje się w celu zabezpieczenia przed niedrożnością dróg oddechowych lub niewydolnością oddechową.	szt.	10								
2.	Rurka intubacyjna z mankietem rozmiar-3.5mm Rurka do intubacji z mankietem niskociśnieniowym to wyrób medyczny, używany przez służby medyczne do wykonania intubacji, czyli wprowadzeniu rurki do tchawicy pacjenta. Rurki intubacyjne stosuje się w celu zabezpieczenia przed niedrożnością dróg oddechowych lub niewydolnością oddechową.	szt.	10								
3.	Rurka intubacyjna z mankietem rozmiar-4.0mm Rurka do intubacji z mankietem niskociśnieniowym to wyrób medyczny, używany przez służby medyczne do wykonania intubacji, czyli wprowadzeniu rurki do tchawicy pacjenta. Rurki intubacyjne stosuje się w celu zabezpieczenia przed niedrożnością dróg oddechowych lub niewydolnością oddechową.	szt.	10								
4.	Rurka intubacyjna z mankietem rozmiar-4.5mm Rurka do intubacji z mankietem niskociśnieniowym to wyrób medyczny, używany przez służby medyczne do wykonania intubacji, czyli wprowadzeniu rurki do tchawicy pacjenta. Rurki intubacyjne stosuje się w celu zabezpieczenia przed niedrożnością dróg oddechowych lub niewydolnością oddechową.	szt.	10								

5.	Rurka intubacyjna z mankietem rozmiar-5.0mm Rurka do intubacji z mankietem niskociśnieniowym to wyrób medyczny, używany przez służby medyczne do wykonania intubacji, czyli wprowadzeniu rurki do tchawicy pacjenta. Rurki intubacyjne stosuje się w celu zabezpieczenia przed niedrożnością dróg oddechowych lub niewydolnością oddechową.	szt.	10								
6.	Rurka intubacyjna z mankietem rozmiar-5.5mm Rurka do intubacji z mankietem niskociśnieniowym to wyrób medyczny, używany przez służby medyczne do wykonania intubacji, czyli wprowadzeniu rurki do tchawicy pacjenta. Rurki intubacyjne stosuje się w celu zabezpieczenia przed niedrożnością dróg oddechowych lub niewydolnością oddechową.	szt.	10								
7.	Rurka intubacyjna z mankietem rozmiar-6.0mm Rurka do intubacji z mankietem niskociśnieniowym to wyrób medyczny, używany przez służby medyczne do wykonania intubacji, czyli wprowadzeniu rurki do tchawicy pacjenta. Rurki intubacyjne stosuje się w celu zabezpieczenia przed niedrożnością dróg oddechowych lub niewydolnością oddechową.	szt.	10								
8.	Rurka intubacyjna z mankietem rozmiar-6.5mm Rurka do intubacji z mankietem niskociśnieniowym to wyrób medyczny, używany przez służby medyczne do wykonania intubacji, czyli wprowadzeniu rurki do tchawicy pacjenta. Rurki intubacyjne stosuje się w celu zabezpieczenia przed niedrożnością dróg oddechowych lub niewydolnością oddechową.	szt.	10								
9.	Rurka intubacyjna z mankietem rozmiar-7.0mm Rurka do intubacji z mankietem niskociśnieniowym to wyrób medyczny, używany przez służby medyczne do wykonania intubacji, czyli wprowadzeniu rurki do tchawicy pacjenta. Rurki intubacyjne stosuje się w celu zabezpieczenia przed niedrożnością dróg oddechowych lub niewydolnością oddechową.	szt.	10								
10.	Rurka intubacyjna z mankietem rozmiar-7.5mm Rurka do intubacji z mankietem niskociśnieniowym to wyrób medyczny, używany przez służby medyczne do wykonania intubacji, czyli wprowadzeniu rurki do tchawicy pacjenta. Rurki intubacyjne stosuje się w celu zabezpieczenia przed niedrożnością dróg oddechowych lub niewydolnością oddechową.	szt.	10								

11.	Rurka intubacyjna z mankietem rozmiar-8.0mm Rurka do intubacji z mankietem niskociśnieniowym to wyrób medyczny, używany przez służby medyczne do wykonania intubacji, czyli wprowadzeniu rurki do tchawicy pacjenta. Rurki intubacyjne stosuje się w celu zabezpieczenia przed niedrożnością dróg oddechowych lub niewydolnością oddechową.	szt.	10								
12.	Rurka intubacyjna z mankietem rozmiar-8.5mm Rurka do intubacji z mankietem niskociśnieniowym to wyrób medyczny, używany przez służby medyczne do wykonania intubacji, czyli wprowadzeniu rurki do tchawicy pacjenta. Rurki intubacyjne stosuje się w celu zabezpieczenia przed niedrożnością dróg oddechowych lub niewydolnością oddechową.	szt.	10								
13.	Rurka intubacyjna z mankietem rozmiar-9.0mm Rurka do intubacji z mankietem niskociśnieniowym to wyrób medyczny, używany przez służby medyczne do wykonania intubacji, czyli wprowadzeniu rurki do tchawicy pacjenta. Rurki intubacyjne stosuje się w celu zabezpieczenia przed niedrożnością dróg oddechowych lub niewydolnością oddechową.	szt.	10								
14.	Rurka intubacyjna z mankietem rozmiar-9.5mm Rurka do intubacji z mankietem niskociśnieniowym to wyrób medyczny, używany przez służby medyczne do wykonania intubacji, czyli wprowadzeniu rurki do tchawicy pacjenta. Rurki intubacyjne stosuje się w celu zabezpieczenia przed niedrożnością dróg oddechowych lub niewydolnością oddechową.	szt.	10								
15.	Rurka intubacyjna z mankietem rozmiar-10mm Rurka do intubacji z mankietem niskociśnieniowym to wyrób medyczny, używany przez służby medyczne do wykonania intubacji, czyli wprowadzeniu rurki do tchawicy pacjenta. Rurki intubacyjne stosuje się w celu zabezpieczenia przed niedrożnością dróg oddechowych lub niewydolnością oddechową.	szt.	10								

16.	Igel maska krtaniowa Nr 1 Żelowa maska krtaniowa I-GEL przeznaczona do utrzymania drożności dróg oddechowych i intubacji pacjenta. Maskę składa się z żelowego tworzywa, dzięki któremu w trakcie aplikacji nie ma potrzeby używania lubrykantu. Żelowa maska krtaniowa I-GEL przeznaczona do utrzymania drożności dróg oddechowych i intubacji pacjenta. Maskę składa się z żelowego tworzywa, dzięki któremu w trakcie aplikacji nie ma potrzeby używania lubrykantu. Okres przydatności: Maski pediatryczne w rozmiarach od 1 do 2,5 posiadają 2-letni okres przydatności od daty produkcji, natomiast maski dla osób dorosłych w rozmiarach od 3 do 5 posiadają 3-letni okres przydatności od daty produkcji. Dostępne rozmiary Nr 1 (noworodek 2-5 kg) – kolor różowy Nr 1.5 (niemowlę 5-12 kg) – kolor niebieski Nr 2 (dzieci S 10-25 kg) – kolor szary Nr 2.5 (dzieci L 25-35 kg) – kolor biały Nr 3 (dorośli S 30-60 kg) – kolor żółty Nr 4 (dorośli M 50-90 kg) – kolor zielony Nr 5 (dorośli L 90+ kg) – kolor pomarańczowy	szt.	10								
17.	Igel maska krtaniowa Nr 2 Żelowa maska krtaniowa I-GEL przeznaczona do utrzymania drożności dróg oddechowych i intubacji pacjenta. Maskę składa się z żelowego tworzywa, dzięki któremu w trakcie aplikacji nie ma potrzeby używania lubrykantu. Żelowa maska krtaniowa I-GEL przeznaczona do utrzymania drożności dróg oddechowych i intubacji pacjenta. Maskę składa się z żelowego tworzywa, dzięki któremu w trakcie aplikacji nie ma potrzeby używania lubrykantu. Okres przydatności: Maski pediatryczne w rozmiarach od 1 do 2,5 posiadają 2-letni okres przydatności od daty produkcji, natomiast maski dla osób dorosłych w rozmiarach od 3 do 5 posiadają 3-letni okres przydatności od daty produkcji. Dostępne rozmiary Nr 1 (noworodek 2-5 kg) – kolor różowy Nr 1.5 (niemowlę 5-12 kg) – kolor niebieski Nr 2 (dzieci S 10-25 kg) – kolor szary Nr 2.5 (dzieci L 25-35 kg) – kolor biały Nr 3 (dorośli S 30-60 kg) – kolor żółty Nr 4 (dorośli M 50-90 kg) – kolor zielony Nr 5 (dorośli L 90+ kg) – kolor pomarańczowy	szt.	10								

18.	Igel maska krtaniowa Nr 3 Żelowa maska krtaniowa I-GEL przeznaczona do utrzymania drożności dróg oddechowych i intubacji pacjenta. Maskę składa się z żelowego tworzywa, dzięki któremu w trakcie aplikacji nie ma potrzeby używania lubrykantu. Żelowa maska krtaniowa I-GEL przeznaczona do utrzymania drożności dróg oddechowych i intubacji pacjenta. Maskę składa się z żelowego tworzywa, dzięki któremu w trakcie aplikacji nie ma potrzeby używania lubrykantu. Okres przydatności: Maski pediatryczne w rozmiarach od 1 do 2,5 posiadają 2-letni okres przydatności od daty produkcji, natomiast maski dla osób dorosłych w rozmiarach od 3 do 5 posiadają 3-letni okres przydatności od daty produkcji. Dostępne rozmiary Nr 1 (noworodek 2-5 kg) – kolor różowy Nr 1.5 (niemowlę 5-12 kg) – kolor niebieski Nr 2 (dzieci S 10-25 kg) – kolor szary Nr 2.5 (dzieci L 25-35 kg) – kolor biały Nr 3 (dorośli S 30-60 kg) – kolor żółty Nr 4 (dorośli M 50-90 kg) – kolor zielony Nr 5 (dorośli L 90+ kg) – kolor pomarańczowy	szt.	10								
19.	Igel maska krtaniowa Nr 4 Żelowa maska krtaniowa I-GEL przeznaczona do utrzymania drożności dróg oddechowych i intubacji pacjenta. Maskę składa się z żelowego tworzywa, dzięki któremu w trakcie aplikacji nie ma potrzeby używania lubrykantu. Żelowa maska krtaniowa I-GEL przeznaczona do utrzymania drożności dróg oddechowych i intubacji pacjenta. Maskę składa się z żelowego tworzywa, dzięki któremu w trakcie aplikacji nie ma potrzeby używania lubrykantu. Okres przydatności: Maski pediatryczne w rozmiarach od 1 do 2,5 posiadają 2-letni okres przydatności od daty produkcji, natomiast maski dla osób dorosłych w rozmiarach od 3 do 5 posiadają 3-letni okres przydatności od daty produkcji. Dostępne rozmiary Nr 1 (noworodek 2-5 kg) – kolor różowy Nr 1.5 (niemowlę 5-12 kg) – kolor niebieski Nr 2 (dzieci S 10-25 kg) – kolor szary Nr 2.5 (dzieci L 25-35 kg) – kolor biały Nr 3 (dorośli S 30-60 kg) – kolor żółty Nr 4 (dorośli M 50-90 kg) – kolor zielony Nr 5 (dorośli L 90+ kg) – kolor pomarańczowy	szt.	10								

20.	Igel maska krtaniowa Nr 5 Żelowa maska krtaniowa I-GEL przeznaczona do utrzymania drożności dróg oddechowych i intubacji pacjenta. Maskę składa się z żelowego tworzywa, dzięki któremu w trakcie aplikacji nie ma potrzeby używania lubrykantu. Żelowa maska krtaniowa I-GEL przeznaczona do utrzymania drożności dróg oddechowych i intubacji pacjenta. Maskę składa się z żelowego tworzywa, dzięki któremu w trakcie aplikacji nie ma potrzeby używania lubrykantu. Okres przydatności: Maski pediatryczne w rozmiarach od 1 do 2,5 posiadają 2-letni okres przydatności od daty produkcji, natomiast maski dla osób dorosłych w rozmiarach od 3 do 5 posiadają 3-letni okres przydatności od daty produkcji. Dostępne rozmiary Nr 1 (noworodek 2-5 kg) – kolor różowy Nr 1.5 (niemowlę 5-12 kg) – kolor niebieski Nr 2 (dzieci S 10-25 kg) – kolor szary Nr 2.5 (dzieci L 25-35 kg) – kolor biały Nr 3 (dorośli S 30-60 kg) – kolor żółty Nr 4 (dorośli M 50-90 kg) – kolor zielony Nr 5 (dorośli L 90+ kg) – kolor pomarańczowy	szt.	10								
21.	VBM rurka krtaniowa LTSze strzykawką rozmiar 0,< 5kg przezroczysta rurka krtaniowa LTS-D to druga generacja urządzenia do wentylacji nadgłośniowej. Przeznaczona do stosowania w znieczuleniu ogólnym z wentylacją mechaniczną lub oddechem własnym pacjenta. Jest idealnym sposobem zabezpieczenia drożności dróg oddechowych w warunkach szpitalnych lub poza nim. Łatwy sposób zakładania i nie wymaga długich szkoleń. Konstrukcja umożliwia wprowadzenie rurki przy ograniczonej przestrzeni oraz przy utrudnionym dostępie przez usta. Specjalne oznaczenie na rurce (znacznik zębów) wskazuje prawidłową głębokość i poprawne pozycjonowanie urządzenia. System oznaczeń (kodowanie kolorem) umieszczony na strzykawce i łączniku zapewnia optymalne napełnienie powietrzem (inflacji) mankietu rurki.	szt.	10								

22.	VBM rurka krtaniowa LTSze strzykawką rozmiar: 1,5 -15kg biała urka krtaniowa LTS-D to druga generacja urządzenia do wentylacji nadgłośniaowej. Przeznaczona do stosowania w znieczuleniu ogólnym z wentylacją mechaniczną lub oddechem własnym pacjenta. Jest idealnym sposobem zabezpieczenia drożności dróg oddechowych w warunkach szpitalnych lub poza nim. Łatwy sposób zakładania i nie wymaga długich szkoleń. Konstrukcja umożliwia wprowadzenie rurki przy ograniczonej przestrzeni oraz przy utrudnionym dostępie przez usta. Specjalne oznaczenie na rurce (znacznik zębów) wskazuje prawidłową głębokość i poprawne pozycjonowanie urządzenia. System oznaczeń (kodowanie kolorem) umieszczony na strzykawce i łączniku zapewnia optymalne napężenie powietrzem (inflacji) mankieta rurki.	szt.	10								
23.	VBM rurka krtaniowa LTSze strzykawką rozmiar: 2, 12-25 kg zielony urka krtaniowa LTS-D to druga generacja urządzenia do wentylacji nadgłośniaowej. Przeznaczona do stosowania w znieczuleniu ogólnym z wentylacją mechaniczną lub oddechem własnym pacjenta. Jest idealnym sposobem zabezpieczenia drożności dróg oddechowych w warunkach szpitalnych lub poza nim. Łatwy sposób zakładania i nie wymaga długich szkoleń. Konstrukcja umożliwia wprowadzenie rurki przy ograniczonej przestrzeni oraz przy utrudnionym dostępie przez usta. Specjalne oznaczenie na rurce (znacznik zębów) wskazuje prawidłową głębokość i poprawne pozycjonowanie urządzenia. System oznaczeń (kodowanie kolorem) umieszczony na strzykawce i łączniku zapewnia optymalne napężenie powietrzem (inflacji) mankieta rurki.	szt.	10								
24.	VBM rurka krtaniowa LTSze strzykawką rozmiar:2,5 125-150cm pomarańczowy urka krtaniowa LTS-D to druga generacja urządzenia do wentylacji nadgłośniaowej. Przeznaczona do stosowania w znieczuleniu ogólnym z wentylacją mechaniczną lub oddechem własnym pacjenta. Jest idealnym sposobem zabezpieczenia drożności dróg oddechowych w warunkach szpitalnych lub poza nim. Łatwy sposób zakładania i nie wymaga długich szkoleń. Konstrukcja umożliwia wprowadzenie rurki przy ograniczonej przestrzeni oraz przy utrudnionym dostępie przez usta. Specjalne oznaczenie na rurce (znacznik zębów) wskazuje prawidłową głębokość i poprawne pozycjonowanie urządzenia. System oznaczeń (kodowanie kolorem) umieszczony na strzykawce i łączniku zapewnia optymalne napężenie powietrzem (inflacji) mankieta rurki.	szt.	10								

25.	VBM rurka krtaniowa LTSze strzykawką rozmiar:3 < 155 cm żółty urka krtaniowa LTS-D to druga generacja urządzenia do wentylacji nadgłośniaowej. Przeznaczona do stosowania w znieczuleniu ogólnym z wentylacją mechaniczną lub oddechem własnym pacjenta. Jest idealnym sposobem zabezpieczenia drożności dróg oddechowych w warunkach szpitalnych lub poza nim. Łatwy sposób zakładania i nie wymaga długich szkoleń. Konstrukcja umożliwia wprowadzenie rurki przy ograniczonej przestrzeni oraz przy utrudnionym dostępie przez usta. Specjalne oznaczenie na rurce (znacznik zębów) wskazuje prawidłową głębokość i poprawne pozycjonowanie urządzenia. System oznaczeń (kodowanie kolorem) umieszczony na strzykawce i łączniku zapewnia optymalne naplnienie powietrzem (inflacji) mankieta rurki.	szt.	10								
26.	VBM rurka krtaniowa LTSze strzykawką rozmiar: 4 155-180cm czerwonyurka krtaniowa LTS-D to druga generacja urządzenia do wentylacji nadgłośniaowej. Przeznaczona do stosowania w znieczuleniu ogólnym z wentylacją mechaniczną lub oddechem własnym pacjenta. Jest idealnym sposobem zabezpieczenia drożności dróg oddechowych w warunkach szpitalnych lub poza nim. Łatwy sposób zakładania i nie wymaga długich szkoleń. Konstrukcja umożliwia wprowadzenie rurki przy ograniczonej przestrzeni oraz przy utrudnionym dostępie przez usta. Specjalne oznaczenie na rurce (znacznik zębów) wskazuje prawidłową głębokość i poprawne pozycjonowanie urządzenia. System oznaczeń (kodowanie kolorem) umieszczony na strzykawce i łączniku zapewnia optymalne naplnienie powietrzem (inflacji) mankieta rurki.	szt.	10								
27.	VBM rurka krtaniowa LTSze strzykawką rozmiar:5 > 180cm fioletowy urka krtaniowa LTS-D to druga generacja urządzenia do wentylacji nadgłośniaowej. Przeznaczona do stosowania w znieczuleniu ogólnym z wentylacją mechaniczną lub oddechem własnym pacjenta. Jest idealnym sposobem zabezpieczenia drożności dróg oddechowych w warunkach szpitalnych lub poza nim. Łatwy sposób zakładania i nie wymaga długich szkoleń. Konstrukcja umożliwia wprowadzenie rurki przy ograniczonej przestrzeni oraz przy utrudnionym dostępie przez usta. Specjalne oznaczenie na rurce (znacznik zębów) wskazuje prawidłową głębokość i poprawne pozycjonowanie urządzenia. System oznaczeń (kodowanie kolorem) umieszczony na strzykawce i łączniku zapewnia optymalne naplnienie powietrzem (inflacji) mankieta rurki.	szt.	10								

28.	Prowadnica do rurek intubacyjnych rozmiar 1.9/230 Prowadnica do rurek intubacyjnych. Sterylna, jednorazowego użytku. Właściwości: sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z metalu pokrytego bezpiecznym tworzywem, końcówka wykonana z miękkiego materiału, co eliminuje ryzyko uszkodzenia tkanek przy wprowadzaniu	szt.	10								
29.	Prowadnica do rurek intubacyjnych rozmiar 2.0/230 Prowadnica do rurek intubacyjnych- rozmiar 1.9/230-Prowadnica do rurek intubacyjnych . Sterylna, jednorazowego użytku. Właściwości: sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z metalu pokrytego bezpiecznym tworzywem, końcówka wykonana z miękkiego materiału, co eliminuje ryzyko uszkodzenia tkanek przy wprowadzaniu	szt.	10								
30.	Prowadnica do rurek intubacyjnych rozmiar 2.2/230 Prowadnica do rurek intubacyjnych- rozmiar 1.9/230-Prowadnica do rurek intubacyjnych . Sterylna, jednorazowego użytku. Właściwości: sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z metalu pokrytego bezpiecznym tworzywem, końcówka wykonana z miękkiego materiału, co eliminuje ryzyko uszkodzenia tkanek przy wprowadzaniu	szt.	10								
31.	Prowadnica do rurek intubacyjnych rozmiar 3.0/340 Prowadnica do rurek intubacyjnych- rozmiar 1.9/230-Prowadnica do rurek intubacyjnych . Sterylna, jednorazowego użytku. Właściwości: sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z metalu pokrytego bezpiecznym tworzywem, końcówka wykonana z miękkiego materiału, co eliminuje ryzyko uszkodzenia tkanek przy wprowadzaniu	szt.	10								
32.	Prowadnica do rurek intubacyjnych rozmiar 4.0/340 Prowadnica do rurek intubacyjnych- rozmiar 1.9/230-Prowadnica do rurek intubacyjnych . Sterylna, jednorazowego użytku. Właściwości: sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z metalu pokrytego bezpiecznym tworzywem, końcówka wykonana z miękkiego materiału, co eliminuje ryzyko uszkodzenia tkanek przy wprowadzaniu	szt.	10								
33.	Prowadnica do rurek intubacyjnych rozmiar 4.0/600 Prowadnica do rurek intubacyjnych- rozmiar 1.9/230-Prowadnica do rurek intubacyjnych . Sterylna, jednorazowego użytku. Właściwości: sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z metalu pokrytego bezpiecznym tworzywem, końcówka wykonana z miękkiego materiału, co eliminuje ryzyko uszkodzenia tkanek przy wprowadzaniu	szt.	10								

34.	Prowadnica do rurek intubacyjnych rozmiar 5.0/370 Prowadnica do rurek intubacyjnych- rozmiar 1.9/230-Prowadnica do rurek- intubacyjnych . Sterylna, jednorazowego użytku. Właściwości: sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z metalu pokrytego bezpiecznym tworzywem, końcówka wykonana z miękkiego materiału, co eliminuje ryzyko uszkodzenia tkanek przy wprowadzaniu	szt.	10								
35.	Prowadnica do rurek intubacyjnych rozmiar 5.0/600 Prowadnica do rurek intubacyjnych- rozmiar 1.9/230-Prowadnica do rurek- intubacyjnych . Sterylna, jednorazowego użytku. Właściwości: sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z metalu pokrytego bezpiecznym tworzywem, końcówka wykonana z miękkiego materiału, co eliminuje ryzyko uszkodzenia tkanek przy wprowadzaniu	szt.	10								
36.	Jednorazowa prowadnica do intubacji typ Bougi 6 Fr 535mm Prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie - właściwości: Polecana przy trudnej intubacji i wymianie rurki dotchawiczej. Powierzchnia zewnętrzna o wysokim polysku i niskim współczynniku tarcia poprawia poślizg rurki. Wykonana z medycznego PE, pozbawiona lateksu, elastyczna Zaokrąglona, gładka, wygięta końcówka. Skalowana co 1cm. Jałowa, jednorazowego użytku. Pakowana w opakowanie papier-folia .	szt.	10								
37.	Jednorazowa prowadnica do intubacji typ Bougi 10 Fr 700mm Prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie - właściwości: Polecana przy trudnej intubacji i wymianie rurki dotchawiczej. Powierzchnia zewnętrzna o wysokim polysku i niskim współczynniku tarcia poprawia poślizg rurki. Wykonana z medycznego PE, pozbawiona lateksu, elastyczna Zaokrąglona, gładka, wygięta końcówka. Skalowana co 1cm. Jałowa, jednorazowego użytku. Pakowana w opakowanie papier-folia.	szt.	10								
38.	Jednorazowa prowadnica do intubacji typ Bougi 15 Fr 700mm Prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie - właściwości: Polecana przy trudnej intubacji i wymianie rurki dotchawiczej. Powierzchnia zewnętrzna o wysokim polysku i niskim współczynniku tarcia poprawia poślizg rurki. Wykonana z medycznego PE, pozbawiona lateksu, elastyczna. Zaokrąglona, gładka, wygięta końcówka Skalowana co 1cm. Jałowa, jednorazowego użytku. Pakowana w opakowanie papier-folia.	szt.	10								

39.	Jednorazowa prowadnica do intubacji typ Bougi 15 Fr 800mm Prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie - właściwości: Polecana przy trudnej intubacji i wymianie rurki dotchawiczej. Powierzchnia zewnętrzna o wysokim polysku i niskim współczynniku tarcia poprawia poślizg rurki. Wykonana z medycznego PE, pozbawiona lateksu, elastyczna. Zaokrąglona, gładka, wygięta końcówka. Skalowana co 1cm. Jałowa, jednorazowego użytku. Pakowana w opakowanie papier-folia.	szt.	10								
40.	Laryngoskop jednorazowego użytku ledowy- Macintosh- Rozmiar łyżki 2 – Laryngoskop- światłowodowy w zestawie z metalową łyżką- jednorazowego użytku- typu Macintosh- rozm.2- Laryngoskop umieszczony jest w- przezroczystym, szczelnym opakowaniu- umożliwiającym sprawdzenie produktu bez- otwierania opakowania. Jednorazowy laryngoskop, kompaktowy i lekki, sterylny, gotowy do natychmiastowego użycia po połączeniu rękojeści i łyżki z załadowanymi bateriami, rękojeść oraz łyżka wykonana z wytrzymałego ABS z silnym skupionym LEDowym źródłem światła w łyżce, koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny, rozmiar kodowany cyfrowo; na łyżce oraz na rękojeści oznaczenie rozmiaru. Na każdym opakowaniu indywidualnym znajduje się etykieta z mi.in. datą ważności, rozmiarem, nr ref, zapakowanym w opakowanie papierowo - foliowe rozm. łyżki 2	kpl.	10								
41.	Laryngoskop jednorazowego użytku ledowy- Macintosh- Rozmiar łyżki 3 Laryngoskop- światłowodowy w zestawie z metalową łyżką- jednorazowego użytku- typu Macintosh- rozm.3- Laryngoskop umieszczony jest w- przezroczystym, szczelnym opakowaniu- umożliwiającym sprawdzenie produktu bez- otwierania opakowania. Jednorazowy laryngoskop, kompaktowy i lekki, sterylny, gotowy do natychmiastowego użycia po połączeniu rękojeści i łyżki z załadowanymi bateriami, rękojeść oraz łyżka wykonana z wytrzymałego ABS z silnym skupionym LEDowym źródłem światła w łyżce, koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny, rozmiar kodowany cyfrowo; na łyżce oraz na rękojeści oznaczenie rozmiaru. Na każdym opakowaniu indywidualnym znajduje się etykieta z mi.in. datą ważności, rozmiarem, nr ref, zapakowanym w opakowanie papierowo - foliowe rozm. łyżki 3	kpl.	10								

42.	Laryngoskop-jednorazowego-użytku-ledowy-Macintosh-Rozmiar-łyżki-4 Laryngoskop-światłowodowy-w-zestawie-z-metalową-łyżką-jednorazowego-użytku-typu-Macintosh-rozm.4--Laryngoskop-umieszczony-jest-w-przeźroczystym-szczelnym-opakowaniu-umożliwiającym-sprawdzenie-produktu-bez-otwierania-opakowania. Jednorazowy laryngoskop, kompaktowy i lekki, sterylny, gotowy do natychmiastowego użycia po połączeniu rękojeści i łyżki z załadowanymi bateriami, rękojeść oraz łyżka wykonana z wytrzymałego ABS z silnym skupionym LEDowym źródłem światła w łyżce, koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny, rozmiar kodowany cyfrowo; na łyżce oraz na rękojeści oznaczenie rozmiaru. Na każdym opakowaniu indywidualnym znajduje się etykieta z m.in. datą ważności, rozmiarem, nr ref, zapakowanym w opakowanie papierowo - foliowe rozm. łyżki 4	kpl.	10								
Razem za całość zamówienia				x	x	x	x	x	x	x	x

Oferuję(my) termin realizacji dostawy przedmiotu umowy: **dni kalendarzowych** licząc od dnia podpisania umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO.

UWAGA: ZAMAWIAJĄCY informuje, że minimalny termin realizacji dostawy przedmiotu umowy licząc od daty podpisania umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO wynosi 7 dni kalendarzowych a maksymalny 14 dni kalendarzowych. W sytuacji, gdy WYKONAWCA nie wskaże w ofercie termin realizacji dostawy przedmiotu umowy licząc od daty podpisania umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO, oferta taka zostanie uznana za ofertę z maksymalnym dopuszczalnym termin realizacji dostawy przedmiotu umowy licząc od daty podpisania umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO. W sytuacji gdy WYKONAWCA wskaże w ofercie termin realizacji dostawy przedmiotu umowy licząc od daty podpisania umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO krótszy niż 7 dni kalendarzowych lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych, otrzyma 0 (zero) punktów.

Uwaga! Celem identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia WYKONAWCA zobowiązany jest wskazać nazwę produktu proponowanego (nazwę handlową), nazwę producenta, kod produktu/symbol, kod EAN, który w sposób jednoznaczny pozwoli na identyfikację przedmiotu zamówienia (wymagane zamówienie indywidualizujące dany przedmiot, wskazujące na jego pochodzenie oraz posiadane parametry techniczne – pozwalające na osiągnięcie przez ZAMAWIAJĄCEGO wymaganego efektu).

Uwaga! Specyfikacje asortymentowo - cenową należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

.....
wymagany podpis kwalifikowany elektroniczny wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela