

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są dostawy odczynników do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych spełniające poniższe wymagania:

1. Zamawiający dopuszcza odczynniki równoważne do NARK II w zakresie algorytmu wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych.
2. Odczynniki w formie testów torebkowych (saszetkowych).
3. Opakowania odczynników powinny zabezpieczać użytkownika przed skaleczeniem lub poparzeniem.
4. Odczynniki fabrycznie nowe, wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem.
5. Odczynniki dostarczane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach Producenta, zgodne z nazwą i typem wskazanym przez Wykonawcę w ofercie.
6. Każde opakowanie odczynników musi zawierać 10 szt. testów w saszetkach.
7. Na każdej sztuce odczynnika musi być naniesiona nazwa odczynnika oraz wzorec barwny.
8. Efekty wizualne (zmiany barw) muszą być zgodne ze stosowanym w zestawie NARK II algorytmem wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych.
9. Do każdego opakowania (10 szt.) musi być dołączona instrukcja zawierająca informacje o zastosowaniu i sposobie użycia odczynnika.
10. Gwarancja min. 12 miesięcy od daty dostawy, ale nie krótsza niż data ważności.
11. Data ważności od 12 do 24 miesięcy liczonych od daty podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru każdej dostawy.

Odczynniki do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych:

- **Odczynnik Marquis'a** - wykrywanie amfetaminy, metaamfetaminy, MDMA, MDEA, MBDB, 2C-B, heroiny, morfiny i kodeiny – **400 op.**
- **Odczynnik Fast Blue B Salt** - wykrywanie produktów Cannabis: marihuana, haszysz – **600 op.**
- **Odczynnik Simon'a** – wykrywanie metaamfetaminy, MDMA, MDEA, MBDB – **100 op.**
- **Odczynnik Scott'a** – wykrywanie kokainy – **150 op.**
- **Odczynnik Ehrlich'a** – wykrywanie LSD – **100 op.**
- **Odczynnik Mecke'go** – do rozróżniania morfiny od heroiny i kodeiny – **150 op.**
- **Odczynnik Dille-Koppanyi'ego** – wykrywanie barbituranów – **50 op.**
- **Odczynnik LIEBERMANN** – wykrywanie mefedronu, kokainy i ketaminy – **600 op.**
- **Odczynnik Neutralizujący** – do neutralizacji odczynników pozostałych w pakietach po przeprowadzeniu testowania – **100 op.**
- **Odczynnik MDPV** – **100 op.**
- **Odczynnik do wykrywania efedryny** – **50 op.**
- **Odczynnik do wykrywania diazepam (valium, relanium), flunitrazepamu i klonazepamu** – **50 op.**