

ZESTAW ZABIEGOWY DANIS STENT

Samorozprężalny stent nitinolowy wstępnie załadowany z gotowym do użycia systemem wprowadzającym. Kompletny zestaw zabiegowy zawierający wszystkie elementy wymagane do implantacji.

WSKAZANIA

STENT DANIS jest przeznaczony do tamowania ostrych i/lub opornych na leczenie krwawień z żyłaków przełyku.

PRZECIWSKAZANIA

- Rozpoznany nowotwór złośliwy lub zwężenie przełyku.
- Przebyte naświetlania klatki piersiowej lub przełyku.
- Nowotwór złośliwy gardła lub krtani.
- Nowotwór złośliwy oskrzeli lub przetok.
- Nowotwór złośliwy żołądka.
- Podejrzenie krwawienia z powodu uszkodzenia górnego odcinka przewodu pokarmowego przez ciało obce.

CECHY I ZALETY

- Siatka stentu dostosowana jest do perystaltyki przełyku - obniżony wskaźnik migracji.
- Ustandaryzowany ucisk żyłaków powoduje skuteczną hemostazę.
- Atraumatyczne końcówki stentów.
- Markery RTG na końcach oraz na środku stentu umożliwiają kontrolę RTG położenia stentu.
- Metalowe pętle do usuwania położone na obu końcach stentu - wysoka wytrzymałość mechaniczna i odporność na działanie kwasów.
- Bezproblemowe endoskopowe usuwanie stentów do 7 dni.

ZALETY METODY



- Możliwość łatwej implantacji bez kontroli endoskopowej / RTG, również w sytuacjach zagrożenia.
- Po implantacji stentu pacjent może stosować doustną dietę.

DODATKOWY OPIS

Zestaw zabiegowy DANIS (019-08S-25-135) składa się z plastikowej walizki transportowej, w której znajdują się wszystkie elementy wymagane do implantacji stentu:

- System wprowadzający ze wstępnie załadowanym stentem, przewodnik, plastikowe strzykawkę, ustnik, naczynie w kształcie nerki, ściereczka do usuwania śluzu, worek na odpady z klipsem, rękawiczki.
- Podstawowy zestaw zabiegowy DANIS (019-08S-25-135-B) zawiera system wprowadzający z wstępnie załadowanym stentem, przewodnik, plastikową strzykawką 50ml.

System wprowadzający 9,4mm (28F) / 6,6mm (20F) jest dostępny w standardowej długości 60cm.



System wprowadzający - założony balon żołądkowy



Nr katalogowy	Stent Danis SX-ELLA			System dostarczający	
	Średnica kołnierza stentu [mm]	Średnica trzonu stentu [mm]	Długość stentu [mm]	Długość robocza [cm]	Średnica zewnętrzna [F]
019-08S-25-135	30	25	135	60	20
019-08S-25-135B	30	25	135	60	20