



KOSZULKI ROZRYWALNE TYPU „PEEL-AWAY”

Dla rozmiarów 13,5cm: F47505/ F47506/ F47507/ F47508/ F47509/ F47510/ F47610/ F47511/ F47512/ F47513/ F47514/ F47515/ F45116

Dla rozmiarów 23cm: F47506XL/23, F47507XL/23 F47508XL/23, F47509XL/23, F47510XL/23, F47610XL/23, F47511XL/23, F47512XL/23

Dla rozmiarów 33cm: F47508XL/33, F47509XL/33, F47510XL/33, F47611XL/33, F47512XL/33, F47514XL/33.



Zestaw zawiera:

1. Introduktor o długości 13,5cm składający się z rozszerzacza (dylatora) wykonanego z HDPE (z dodatkiem 15% siarczanu baru) umieszczonego w koszulce wykonanej z PTFE (z dodatkiem 9% tlenku bizmutu).
2. Prowadnik $\varnothing 0,38''$, długość 50 cm, zakończony z jednej strony końcówką prostą, z drugiej strony końcówką „J” (promień 3 mm), wykonany ze stali nierdzewnej, z umieszczonym w środku drutem zabezpieczającym. Prowadnik umieszczony jest w osłonie z tworzywa sztucznego z elementem prostującym do umieszczania końcówki „J” w igle.
3. Igła introduktora, rozmiar 18 G, długość 7 cm.
4. Strzykawka, pojemność 10 ml.
5. Do wyboru strzykawka standard lub wkręcana Luer- Lock.
6. Możliwość zakupu introducerów długich: 23cm oraz 33cm.

Introduktory do łatwego umieszczania elektrod do stymulacji lub cewników przez żyłę podobojczykową z blokadą koszulka-rozszerzacz (dylator). Po wprowadzeniu koszulka może zostać wyciągnięta i rozerwana na dwie części. Sterylne i dostępne w różnych rozmiarach. Rozmiar oznaczony jest na uchwycie, który posiada również oznaczenie kolorystyczne.