

Hydrokoloidowe paski mocujące Varimate

- zapewniają dodatkowe zabezpieczenie krawędzi przylepca sprzętu stomijnego lub opatrunków
- cienkie i elastyczne (0,45 mm) paski dopasowują się do ciała i „podążają” za jego ruchami.
- kształty stworzone w taki sposób, by pasować do przylepców okrągłych, owalnych lub kwadratowych, zarówno do jedno- jak i dwuczęściowego sprzętu stomijnego
- zbudowane z przyjaznego dla skóry materiału hydrokoloidowego
- łatwe w zakładaniu i zdejmowaniu
- oddychające, a jednocześnie wodoodporne, idealne do kąpieli i pływania
- zapobiegają odklejaniu się krawędzi sprzętu stomijnego, które mogą się sklejać i przyczepiać do ubrań.
- zapobiegają wysuszaniu i twardnieniu krawędzi przylepca oraz podrażnieniom skóry wokół stomii, które mogą być przez nie spowodowane



KSZTAŁT PÓŁKSIĘŻYC

hydrokoloidowy pasek mocujący 3x9



KSZTAŁT PROSTY

hydrokoloidowy pasek mocujący 3x11

Do wyboru różne rozmiary i kształty pasków mocujących. Paski powinny zachodzić na krawędzie przylepca sprzętu stomijnego lub opatrunku co najmniej 1,5 do 2 cm.

Varimate

VARIMATE hydrokoloidowe paski mocujące				
REFUNDOWANE	rozmiar	numer katalogowy systemu	numer katalogowy SAP	liczba sztuk w opakowaniu
	3x9 półksiężyc	422152	1720959	20
	3x11 prosty	422154	1720961	15
	5x11 prosty	422153	1720960	20
	5x22 prosty	422149	1720956	20