

Wymiennik ciepła i wilgoci, „sztuczny nos”



Wymiennik ciepła i wilgoci wykonany z celulozy o konstrukcji dwumembranowej umieszczonej symetrycznie po dwóch stronach wymiennika dla pacjentów spontanicznie oddychających z tracheostomią, z portem do odsysania z samodomykającą się czwórdzielną membraną oraz portem do podawania tlenu umieszczony w obudowie wymiennika umożliwiającym podgrzewanie i nawilżanie dodatkowego tlenu, o wydajności nawilżania 32 mg H₂O/l przy VT 500 ml, przestrzeni martwej 10 ml, wadze 6,3g , sterylne. Opakowanie 50 sztuk.

Nr Kat. 41311U

SIEDZIBA GŁÓWNA TELEFLEX EMEA, IRLANDIA

Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business Park, Athlone, Co. Westmeath
telefon +353 (0)9 06 46 08 00 · fax +353 (0)14 37 07 73

Filtr oddechowy z nawilżaczem HME Humid Vent Small



Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,999% ; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 22 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej max 25ml; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla V_t: 250ml: 37.9; 500ml: 35.6; 750ml: 34.5; 1000ml: 33.7; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla V_t: 250ml: 6.07; 500ml: 8.42; 750ml: 9.44; 1000ml: 10.25; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej V_t - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min. 2,1 cm H₂O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15-22/15

Nr Kat. 19501

SIEDZIBA GŁÓWNA TELEFLEX EMEA, IRLANDIA

Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business Park, Athlone, Co. Westmeath
telefon +353 (0)9 06 46 08 00 · fax +353 (0)14 37 07 73

Filtr oddechowy Iso Gard Small



Filtr hydrofobowy elektrostatyczny; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,999% ; o wadze max 16 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 20,11 ml; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 29.1; 500ml: 19.2; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 14.84; 500ml: 24.79; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem żółtym , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min.1,9 cm H₂O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15-22/15

Nr Kat. 19511

SIEDZIBA GŁÓWNA TELEFLEX EMEA, IRLANDIA

Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business Park, Athlone, Co. Westmeath
telefon +353 (0)9 06 46 08 00 · fax +353 (0)14 37 07 73

Filtr oddechowy z nawilżaczem HME Humid Vent Compact



Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,999%, przeciwprątkowej 99.999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 32 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej max 38ml; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.8; 500ml: 37.2; 750ml: 36.2; 1000ml: 35.5 ; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.18; 500ml: 6.77; 750ml: 7.81; 1000ml: 8.45 ; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,8 cm H₂O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15

Nr Kat. 19401

SIEDZIBA GŁÓWNA TELEFLEX EMEA, IRLANDIA

Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business Park, Athlone, Co. Westmeath
telefon +353 (0)9 06 46 08 00 · fax +353 (0)14 37 07 73