


Rurka dotchawicza Shiley™ do intubacji przez usta lub nos z mankietem pośrednim

Dla szerokiego grona pacjentów – od pediatrycznych do dorosłych.

Rurka dotchawicza Shiley™ do intubacji przez usta lub nos z mankietem pośrednim może być stosowana zarówno u pacjentów małoletnich, jak i dorosłych.

- Pośredni, niskociśnieniowy mankiet o dużej objętości w rozmiarach od 5,0 do 10,0 mm
- Pośredni, niskoprofilowy mankiet w rozmiarach od 3,0 do 4,5 mm pozwalają spełnić wyjątkowe potrzeby pacjentów pediatrycznych

W porównaniu z jego starszą wersją, ten produkt został wykonany z materiału PCW niezawierającego DEHP, który mięknie gdy wystawiony na temperaturę ciała i dopasowuje się do dróg oddechowych.



Cechy i korzyści

Dla wielkości od 5,0 do 10,0

Standardowe złącze 15 mm

Do podłączenia do sprzętu oddechowego i anestetycznego

Znaki głębokościowe podano w odstępach centymetrowych

Nadruk na części o długości urządzenia

Krzywa Magilla

Dla łatwiejszego aplikowania rurki

Osadzone w ściankach włókno nieprzepuszczające promieni rentgenowskich

Obecne wzdłuż długości rurki i widoczne na zdjęciu rentgenowskim

Znaki druku gлотycznego - na pełnym obwodzie

Rozwiązanie idealne do wizualizacji rurki podczas intubacji i umieszczania w ciele, gdy końcówka znajduje się poza zasięgiem wzroku i poza strunami głosowymi†

Pośredni, niskociśnieniowy mankiet o dużej objętości

Mniejsza ilość materiału w porównaniu z oryginalnym produktem Hi-Lo i Curity™

Końcówka zakończona kapturkiem

Aby zmniejszyć ostrość końcówki

Ścięty koniec z okienkiem Murphy'ego

Ułatwia widoczność i wprowadzenie przez struny głosowe do tchawicy

†Jak wskazano w Normie ISO 5361:2016.

Dla wielkości od 3,0 do 4,5

Znaki druku gлотycznego - 180°

Niskoprofilowy mankiet pośredni

Wydłużony, niskoprofilowy mankiet stosowany w leczeniu pediatrycznym

Prosta końcówka z okienkiem Murphy'ego

Informacje na potrzeby zamówień

Nr CFN	Średn. wewn. (mm)	Średn. zewn. (mm)	Długość (mm)	Ø mankietu (mm)
87430	3,0	4,4	160	7,8
87435	3,5	5,0	180	9,6
87440	4,0	5,7	200	9,6
87445	4,5	6,3	220	13,0
87450	5,0	6,9	240	20,9
87455	5,5	7,5	270	21,8
87460	6,0	8,2	280	23,9
87465	6,5	8,9	290	24,7
87470	7,0	9,5	300	28,2
87475	7,5	10,2	310	28,7
87480	8,0	10,8	320	32,3
87485	8,5	11,4	330	32,9
87490	9,0	12,1	335	34,0
87495	9,5	12,8	335	35,1
87410	10,0	13,5	335	35,2

Ilość w kartonie: 10. Wszystkie rurki są dostarczane w sterylnych opakowaniach, wyłącznie do jednorazowego użytku.



Aby dowiedzieć się więcej
zeskanuj kod QR lub
skontaktuj się z lokalnym
przedstawicielem firmy
Medtronic.

©2022 Medtronic. Medtronic, Logo Medtronic oraz Engineering the extraordinary to znaki towarowe firmy Medtronic. Wszystkie inne marki są znakami towarowymi firmy Medtronic. 09/2022 - US-RE-2200448 - [Nr WF 7477881]

Medtronic