



Rurki dotchawicze Mallinckrodt™
Katalog produktów do intubacji


 **COVIDIEN**
positive results for life™

Rurka Hi-Contour do intubacji przez usta lub nos, z mankietem

CECHY I KORZYŚCI

- Niskociśnieniowy mankiet o dużej objętości Hi-Contour pomaga zapewnić skuteczne uszczelnienie mankieta przy niskim ciśnieniu napełnienia
- Cienkościenny elastyczny mankiet ułatwia intubację i ogranicza ryzyko uszkodzenia tchawicy
- Znaczniki głębokości ponad mankietem umożliwiają bezpieczne pozycjonowanie rurki
- Linia Rtg na całej długości ułatwia bezpieczne pozycjonowanie rurki
- Dodatkowym środkiem bezpieczeństwa jest okienko Murphy'ego
- Nadaje się do intubacji przez usta lub przez nos

Dostępne także z systemem BRANDT™, zaworem umożliwiającym redyfuzję podtlenku azotu i utrzymanie niskiego ciśnienia napełnienia mankieta. Szczegółowe informacje w rozdziale „System BRANDT”.



INFORMACJE DO ZAMÓWIEŃ

Nr ref.	Nr ref. BRANDT	Średn. wewn. (mm)	Średn. zewn. (mm)	Długość (mm)	Średn. mankieta (mm)	DLA DZIECI
107-30G	-	3,0	4,3	190	6	
107-35G	-	3,5	4,9	213	7	
107-40G	-	4,0	5,6	232	8	
107-45G	-	4,5	6,2	253	11	
107-50G	123-50	5,0	6,9	274	18	
107-55G	123-55	5,5	7,5	304	21	
107-60	123-60	6,0	8,2	317	22	
107-65	123-65	6,5	8,8	327	23	
107-70	123-70	7,0	9,6	339	25	
107-75	123-75	7,5	10,2	350	26	
107-80	123-80	8,0	10,9	360	30	
107-85	123-85	8,5	11,5	370	32	
107-90	123-90	9,0	12,1	375	33	
107-95	123-95	9,5	12,8	375	33	
107-10	-	10,0	13,5	375	34	

Długość podana z łącznikiem 15 mm

Ilość w kartonie: 10

Wszystkie rurki dostarczane są w jałowym opakowaniu, wyłącznie do jednorazowego użytku.

