

## Chirurgisches Nahtmaterial

## Surgical Sutures

## Szwy chirurgiczne

### SERAPID®

PGA

POLYGLYKOLSÄURE  
POLYGLYCOLIC ACID  
KWAS POLIGLIKOLOWY



ungefärbt / geflochten / beschichtet / resorbierbar  
undyed / braided / coated / absorbable  
bezbarny / pleciony / powlekany / wchłaniany

Resorptionsprofil: 50 % Reißkraft nach 5 - 7 Tagen  
0 % Reißkraft nach ca. 42 Tagen

Absorption profile: 50 % tensile strength after 5 - 7 days  
0 % tensile strength after ca. 42 days

Profil absorpcji: 50 % siły podtrzymania po 5 - 7 dniach  
0 % siły podtrzymania po ok. 42 dniach

### SERAFIT®

PGA

POLYGLYKOLSÄURE  
POLYGLYCOLIC ACID  
KWAS POLIGLIKOLOWY



violett / geflochten / beschichtet / resorbierbar  
violet / braided / coated / absorbable  
fioletowy / pleciony / powlekany / wchłaniany



violett / geflochten / beschichtet / versteift  
violet / braided / coated / stiffened  
fioletowy / pleciony / powlekany / usztywniany



ungefärbt / geflochten / beschichtet / resorbierbar  
undyed / braided / coated / absorbable  
bezbarny / pleciony / powlekany / wchłaniany

Resorptionsprofil: 50 % Reißkraft nach 15 - 20 Tagen  
0 % Reißkraft nach 60 - 90 Tagen

Absorption profile: 50 % tensile strength after 15 - 20 days  
0 % tensile strength after 60 - 90 days

Profil absorpcji: 50 % siły podtrzymania po 15 - 20 dniach  
0 % siły podtrzymania po ok. 60 - 90 dniach

Nadelbezeichnung  
Needle  
Igła

Stärke USP  
Size USP  
Rozmiar USP

Stärke EP  
Size EP  
Rozmiar EP


Fadenlänge/Meter  
Length of suture/metre  
Długość szwu /metry

Abgabemenge/Stück  
Units per box  
Ilość w opakowaniu


Bestell-Nummer violett  
Code number violet  
Kod katalogowy - fioleto

Bestell-Nummer violett  
versteift  
Code number  
violet stiffened  
Kod katalogowy  
fiolet usztywniany


SERAG-BINDER Ligaturschlinge mit Fadenführungsrohr  
SERAG-BINDER with suture guiding tube  
SERAG-BINDER z tubą wprowadzającą

	2/0	3	1 x 0,50	12	7Z301700
	0	3,5	1 x 0,50	12	7Z351700
	1	4	1 x 0,50	12	7Z401700


ENDO-SCHLINGE Semm's Sicherheitsbinder mit 5 cm langem Fadenende und Fadenführungsrohr  
ENDO-LOOP Semm's security binder with suture guiding tube  
ENDO-LOOP Pętla z węzłem Semma z tubą wprowadzającą

	2/0	3	1 x 0,50	12	7Z306700
	0	3,5	1 x 0,50	12	7Z356700
	1	4	1 x 0,50	12	7Z406700


C\*I\*S\*H\*-ENDO-SCHLINGE Semm's Sicherheitsbinder mit 5 cm langem Fadenende und Fadenführungsrohr  
C\*I\*S\*H\*-ENDO-LOOP Semm's security binder with suture guiding tube  
C\*I\*S\*H\*-ENDO-LOOP Pętla z węzłem Semma z tubą wprowadzającą

	0	3,5	1 x 0,70	12	7Z353200
	1	4	1 x 0,70	12	7Z403200

ENDO-LIGATUR mit Fadenführungsrohr für extrakorporale Knotung  
ENDO-LIGATURE with suture guiding tube for extracorporeal knotting  
ENDO-LIGATURE z tubą wprowadzającą do wiązania pozaustrojowego

	1	4	1 x 1,10	12	6Z405300
---	---	---	----------	----	----------

SCHLINGE FÜR TIEFENUNTERBINDER-INSTRUMENT  
ENT-LOOP

	0	3,5	1 x 0,60	12	7Y352800
	1	4	1 x 0,60	12	6Y402800 7Y402800

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!  
Further combinations on request!  
Więcej kombinacji na życzenie!