


# INTUBACJA

## Łyżka do laryngoskopu, jednorazowego użytku

### Właściwości ogólne:

- Typ: McIntosh ze światłowodem
- Wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu
- Kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja)
- Światłowód nieosłonięty
- Stopka łyżki metalowa
- Zakończenie łyżki od strony pacjenta atraumatyczne, zaokrąglone (przekrój w formie walca), pogrubione
- Mocowanie w rękojeści zatrzaskiem kulkowym w postaci 3 kulek stabilizujących
- Możliwość zastosowania w środowisku MRI
- Wyraźne oznakowanie na łyżce, po stronie wyprowadzenia światłowodu, następujących informacji: rozmiar łyżki, symbol CE, numer seryjny, symbol „nie do powtórного użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta
- Produkt nie zawiera lateksu oraz ftalanów DEHP
- Opakowanie: podwójna folia
- Na opakowaniu etykieta zawierająca: nazwę w j. polskim, rozmiar, kod handlowy, datę ważności, nr serii, nazwę producenta



Kod katalogowy	Rozmiar	Minimalne opakowanie zbiorcze
DH-9000310699	00	25 sztuk / karton zbiorczy
DH-9000310700	0	25 sztuk / karton zbiorczy
DH-9000310701	1	25 sztuk / karton zbiorczy
DH-9000310702	2	25 sztuk / karton zbiorczy
DH-9000310703	3	25 sztuk / karton zbiorczy
DH-9000310704	4	25 sztuk / karton zbiorczy
DH-9000310705	5	25 sztuk / karton zbiorczy



**MEDICAVERA**  
Dahlhausen® Group

Medicavera Sp. z o.o. Dahlhausen Group  
ul. Majowa 2 71-374 Szczecin, Poland  
Tel. +48 91 421 00 32 Fax. +48 91 421 14 96  
biuro@medicavera.pl www.medicavera.pl