

Test ureazowy (helicobacter pylori) SUCHY 15 min opak. 50 szt. Helico DRY-TEST HD001T



Pakiet 5.

Test ureazowy (helicobacter pylori) MOKRY opak. 50 szt. AQUA-TEST HA001T



Testy urezowe (mokre), w których do zamknięcia studzienki reakcyjnej nie została użyta folia samoprzylepna, która (w testach, które ją zawierają) przykleja się do rękawic w trakcie ich przeprowadzania. Testy mają podwójne zabezpieczenie przed wydostaniem się mieszaniny reakcyjnej poza test, zastosowana pokrywka testu jest przesuwana i zabezpieczona przed samoistnym, niepożądanym wypadnięciem. Testy można zamykać lub otwierać poprzez zatrzaśnięcie jej lub przesunięcie.