

Tonometr bezdotykowy.

Lp.	Opis parametrów
1	Wszystkie ruchy główne głowicy sterowane joystickiem, ruch głowicy góra-dół sterowany joystickiem (napęd elektromotoryczny).
2	System adaptacyjnego podmuchu powietrza dopasowujący się po pierwszym pomiarze do ciśnienia wewnątrzgałkowego pacjenta
3	Funkcja auto start i manualnie
4	Kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 8,5"
5	Możliwość uzyskania średniej z minimum 3 pomiarów
6	Odległość robocza min 10 mm
7	Automatyczne rozpoznawanie lewego lub prawego oka
8	Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed dotknięciem oka. Sygnał dźwiękowy alarmujący o zbyt małej odległości głowicy od badanego oka
9	System graficznych znaczników ułatwiających pomiar manualny
10	Możliwość wprowadzenia identyfikatora pacjenta
11	Możliwość wyświetlenia na wydruku identyfikatora pacjenta
12	Możliwość podłączenia z urządzeniami peryferyjnymi poprzez złącze LAN (Export), USB (Import), RS-232C (Export),
13	Możliwość automatycznej kompensacji IOP o grubość rogówki, po wprowadzeniu wartości grubości rogówki do urządzenia.
14	Możliwość indywidualnej edycji w formule IOP parametru A i B.
15	Dwa zakresy pomiarowe ciśnienia wewnątrzgałkowego 1-30 mmHg i 1-60 mmHg z krokiem pomiarowym 1 mmHg
16	Automatyczny wydruk i automatyczne odcięcie papieru
17	Tryb IOL umożliwiający pomiar oczu z wszczepionymi soczewkami wewnątrzgałkowymi
18	Wbudowana drukarka