

Legnica, dnia 18.07.2019 r.

Billmed Sp. z o.o., ul. Krypska 24/1,
04-082 Warszawa

**DOTYCZY: POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU**

sprawa : WSzSL/DZ-27/19

Działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp) z 29 stycznia 2004 r., (t.j. Dz.U.z 2018 r., poz. 1986 ze. zm.) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy wzywa Państwa do złożenia **dokumentów dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia** w postaci katalogów (lub części katalogów) wydanych przez Wytwórcę oferowanego wyrobu medycznego zawierających numery katalogowe oferowanych produktów oraz opis/wskazanie kluczowych cech, parametrów właściwości itp. oferowanego przedmiotu zamówienia, w szczególności w kontekście opisu przedmiotu zamówienia sporządzonego przez Zamawiającego w zakresie **części 8**.

Załączone przez Państwa ulotki na wezwanie Zamawiającego (pismo z dnia 27.06.2019) nie potwierdzają parametrów przedmiotu zamówienia .

Dokładna informacja w powyższej sprawie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Dokumenty, o których mowa powyżej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć w terminie do dnia 22.07.2019r. za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

mgr inż. Andrzej Bukolwczyk

Załącznik nr 1

WSzSL/DZ-27/19

WYKONAWCA	NR OFERTY	OCENA- dotyczy Części 8
Billmed Sp. z o.o., ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa	3	część 8- nie spełnia: w dostarczonych materiałach brakuje potwierdzenia, że zaoferowany produkt posiada wymagane 4 komory, brakując informacji o dokładności podziałki w komorze kolekccyjnej (wymagana co 5ml lub mniej), brak potwierdzenia, że komory zawierają barwnik umożliwiający łatwy odczyt poziomu płynów; brak potwierdzenia, iż zestaw posiada bezglowy port dostępu oraz samouszczelniający się dren umożliwiający wielokrotne pobieranie próbek; brak potwierdzenia, że zestaw będzie aktywny nawet w przypadku awarii próżni; brak potwierdzenia miękkiego łącznika schodkowego przy drenie; brak potwierdzenia sterylności.