

## Załącznik 1.3 Część 3 ZMIANA 2

## Klipsownice i klipsy

Lp	Asortyment	jm	Ilość*	Cena jedn. brutto	Wartość brutto* (kol.4 x kol.5)	Producent*	Nazwa dokumentu dopuszczenia do obrotu *	Numer Katalogowy i nazwa na fakturze *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Klipsownica wielorazowa do chirurgii otwartej do klipsów polimerowych w rozmiarach M, ML, L, XL, długość klipsownicy 20cm lub 27 cm, pierścienie klipsownicy kodowane kolorem, rozmiar szczęk. Kompatybilne z klipsami z pozycji 3 i 4.	Szt.	4					
2	Klipsownice laparoskopowe, rozbieralne kompatybilne z klipsami polimerowymi w rozmiarach M, M/L, L, XL rotacja 360 stopni, długość robocza 33cm, możliwość zastosowania dwóch rozmiarów szczęk do jednej rękojeści – rozmiar M i M/L (średnica 5mm) oraz rozmiar L i XL (średnica 10mm), podwójnie kodowanie kolorystyczne na pokrętle klipsownicy wskazujące na rozmiar klipsów, rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. Kompatybilne z klipsami z pozycji 3 i 4. Lub Klipsownice laparoskopowe, rozbieralne kompatybilne z klipsami polimerowymi w rozmiarach M/L, L, XL kompatybilne z pozycją 3 i 4, rotacja 360 stopni, długość	Szt.	16					

SPECJALISTA

Dział Zastosowań Publicznych i Zagospodarowania  
Centrum Onkologii i Ziemi Leokadii

Im. św. Józefa i Duki

mgr Monika Trzecińska

	<p>robocza 33cm, rozmiar M/L (średnica 5mm) oraz rozmiar L i XL (średnica 10mm), kodowanie kolorystyczne na pokrętle klipsownicy wskazujące na rozmiar klipsów, rozmiar do wyboru przez Zamawiającego.</p>						
3	<p>Klipsy polimerowe w rozmiarze M, M/L, L, XL (do wyboru przez Zamawiającego), z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed ostatecznym zamknięciem, wykonane z tworzywa obojętnego biologicznie nie ulegającego bioresorpcji, konstrukcja zamka uniemożliwiająca samoistne otwarcie klipsa bądź jego nożycowanie, taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, pakowane po 4 klipsy w magazynku (opcjonalnie dostępne po 6 szt klipsów w magazynku), sterylne</p> <p>Lub</p> <p>Klipsy polimerowe w rozmiarze M, M/L, L, XL (do wyboru przez Zamawiającego), z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed ostatecznym zamknięciem, wykonane z tworzywa obojętnego biologicznie nie ulegającego bioresorpcji, konstrukcja zamka uniemożliwiająca samoistne otwarcie klipsa bądź jego nożycowanie, taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, pakowane po 6 klipsów w magazynku, sterylne.</p>	Op.	300 (po 4 sztuki) lub 200 po 6 sztuk)**				
4	<p>Klipsy wykonane z niewchłaniałnego polimeru, rozmiar M, L, XL (do wyboru przez Zamawiającego), klips o podwyższonej stabilności na naczytniu. Zęby w części przeciwskosowej zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwnieległego ramienia o kącie podcięcia ok 45°, taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego Zasobnik zawierający 6 sztuk klipsów w magazynku, sterylne</p>	Op.	300				

<p>Lub na klipsy polimerowe w rozmiarze M, M/L, L, XL (do wyboru przez Zamawiającego), z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed ostatecznym zamknięciem, wykonane z tworzywa obojętnego biologicznie nie ulegającego bioresorpcji, konstrukcja zamka uniemożliwiająca samoisiste otwarcie klipsa bądź jego nożycowanie, taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, pakowane po 6 klipsów w magazynku, sterylne.</p>							
<p>5 Klipsowalnia automatyczna do klipsów tytanowych w rozmiarze M/L o śr. 10 mm, wielorazowego użytku, autooklawialna, część robocza obrotowa, automatyczne pobieranie następnego klipsa</p>	Szt.	4					

Razem:

\* - wypełnia Wykonawca

\*\* - niepotrzebne skreślić

### TERMIN DOSTAW CZĄSTKOWYCH

Termin dostaw cząstkowych:..... dni roboczych\* - max 5 dni roboczych

\* - wypełnia Wykonawca

**SPECIALISTA**  
 Dział Zarządzeń Publicznych i Zaspokreślenia  
 Centrum Onkologii - Instytut Lubiński  
 Im. św. Jana z Łodzi

*mgr Monika Tycińska*