

ENTERAL



EasyBag Bolus Adaptor

ENFit™ ENPlus

15x1 REF 7755694

LOT



de - EasyBag-Bolusadapter Wieder verschließbare Adapter für EasyBag zur Bolusentnahme mithilfe einer Freka Connect ENFit-Spritze. Nur zur enteralen Anwendung. / **en - EasyBag bolus adaptor** Resealable attachment for EasyBag to allow removal of a bolus via a Freka Connect ENFit syringe. For enteral use only. / **fr - Adaptateur pour bolus EasyBag** Fixation refermable pour EasyBag permettant le prélèvement d'un bolus via une seringue de raccord Freka ENFit. Uniquement par voie entérale. / **bg - EasyBag болус адаптор** Запечатване с повторно запечатване за EasyBag и възможност за отстраняване на болус чрез спринцовка Freka Connect ENFit. Само за ентéralно приложение. / **cs - Bolusový adaptér EasyBag** Opětovně uzavíratelná přípojka pro adaptér EasyBag umožňuje odstranění bolusu přes stříkačku systému Freka Connect ENFit. Pouze pro enterální použití. / **da - EasyBag bolusadapter** Genlukkeligt tilbehør til EasyBag til udtagning af bolus via en Freka Connect ENFit-sprøjte. Kun til enteral anvendelse. / **el - Προσαρμογέας δόσεων bolus EasyBag** Επανοσφραγίσιμο προσάρτημα για EasyBag που επιτρέπει την αφαίρεση δόσης bolus μέσω μιας σύριγγας Freka Connect ENFit. Μόνο για εντερική χορήγηση. / **es - Adaptador de bolo EasyBag** Fijación resellable para EasyBag para permitir la retirada de un bolo mediante una jeringa Freka Connect ENFit. Solo para uso enteral. / **fi - EasyBag-bolussovitin** Uudelleen suljettava lisäosa EasyBag-settiin mahdollistaa boluksen poistamisen Freka Connect ENFit -ruiskun avulla. Ainoastaan enteraaliseen ravitsemukseen. / **hr - Prilagodnik za bolus EasyBag** Priključak za EasyBag koji je moguće ponovno zatvoriti omogućuje uklanjanje bolusa putem strcaljke Freka Connect ENFit. Samo za enteralnu upotrebu. / **hu - EasyBag bolusadapter** Visszazárható EasyBag tartozék Freka Connect ENFit fecskendő csatlakoztatásához bolusadagolás céljából. Csak enterális alkalmazásra. / **is - EasyBag miðlistykki fyrir inndælingu með stökum skammti** Endurlokanlegt tengi fyrir EasyBag sem gerir kleift að fjarlægja inndælingu með stökum skammti í gegnum Freka Connect ENFit-sprautu. Aðeins til notkunar í meltingarvegi. / **it - Adattatore per EasyBag** Adattatore richiudibile per EasyBag per rimozione di boli tramite siringa Freka Connect ENFit. Esclusivamente per uso enterale. / **nl - EasyBag-bolusadapter** Hersluitbaar hulpstuk voor EasyBag voor het verwijderen van een bolus via een Freka Connect ENFit-spuut. Alleen voor enteraal gebruik. / **no - EasyBag-bolusadapter** Gjenforsegglbar adapter for EasyBag for fjerning av bolus via en Freka Connect ENFit-sprøyte. Kun for enteral bruk. / **pl - łącznik do bolusów EasyBag** Zamykany łącznik do opakowania EasyBag umożliwiający pobranie bolusa przez strzykawkę Freka Connect ENFit. Wyłącznie do zastosowania dojelitowego. / **pt - Adaptador de bolus EasyBag** Encaixe passível de nova selagem para o EasyBag que permite remoção de um bolus através de uma seringa com conector Freka ENFit. Apenas para uso entérico. / **ro - Adaptor bolus EasyBag** Accesoriu resigilabil pentru EasyBag, care permite extragerea unui bolus prin intermediul unei seringi Freka Connect ENFit. Doar pentru utilizare enterală. / **ru - Болюсный адаптер EasyBag** Устройство многоразового использования для EasyBag, позволяющее извлекать болюс через шприц Freka Connect ENFit. Только для энтерального использования. / **sk - Bolusový adaptér EasyBag** Opätovne uzatvárateľná prípojka pre adaptér EasyBag umožňujúca odstránenie bolusu cez striekačku systému Freka Connect ENFit. Len na enterálne použitie. / **sl - Vmesnik za bolus EasyBag** Priključek za EasyBag, ki se lahko zatesni in omogoča odvzem bolusa prek brizgalke Freka Connect ENFit. Samo za enteralno uporabo. / **sv - EasyBag bolusadapter** Återförslutningsbart fäste för EasyBag för borttagning av en bolus via en Freka Connect ENFit-spruta. Endast för enteral användning. / **tr - EasyBag bolus adaptörü** Freka Connect ENFit enjektör ile bir bolusun çıkartılmasına olanak tanıyan için tekrar kapatılabilir EasyBag aksesuarı. Sadece enteral kullanım için.



**FRESENIUS
KABI**

CE0123

STERILE EO

Fresenius Kabi AG

61346 Bad Homburg, Germany

Tel.: +49 (0) 61 72 / 6 86 - 0

www.fresenius-kabi.com



15 x PZN -11177457

Made in Poland

7755694-B-01